


MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT TIPO I UNI EN ISO 14683:2019

Registrato presso il Ministero della Salute - n.rep. 1966209

MOD.: LN MASK



TAGLIA UNICA
PESO: 8 gr



MADE IN
ITALY

3 STRATI DI PROTEZIONE
3 STRATI DI TESSUTO NON TESSUTO
100% POLIPROPILENE

Requisiti di biocompatibilità
UNI EN ISO 10993-1-1:2010

- Filtrano polvere, smog e altre sostanze umane nocive
- Idrorepellente
- Traspirante non irritante e non citossico



**CARATTERISTICHE
DI RINFORZO**

sulla parte superiore
che permette di modellare
strettamente a ponte del naso
per una misura più stretta

LAVABILE
conserva le capacità
filtranti fino a
10
LAVAGGI

*Respirabilità conforme
ai requisiti
UNI EN 14863:2019*

8 cm

20 cm

95%
EFFICENZA
RIMOZIONE
BATTERICA

DESTINAZIONE D'USO : Mascherina adatta alla protezione delle vie aeree da agenti esterni, bioaerosol a bassa contaminazione batterica e virale.

CONSERVAZIONE : Conservare la mascherina in luoghi asciutti.

MANIPOLAZIONE : Prima di usare la mascherina lavarsi accuratamente le mani. Assicurarsi di coprire bene naso e bocca. Manipolare la mascherina sempre con gli elastici.

SMALTIMENTO : Smaltire il dispositivo secondo le prescrizioni di leggi vigenti.
In caso di mascherina non contaminata da fluidi biologici o agenti chimici, può essere smaltita nei rifiuti solidi urbani. In caso di sua contaminazione essa va smaltita negli appositi contenitori dei rifiuti speciali.
Il codice CER consigliato può essere : 150202 o 180103

AVVERTENZE : Dispositivo Non Sterile, Sostituire la mascherina dopo 4-6 ore di utilizzo.

EFFETTI COLLATERALI NON DESIDERATI : Non sono segnalati rischi o interferenze con l'uso congiunto di altri dispositivi. L'uso scorretto del dispositivo vanifica lo scopo per cui è stato progettato. Non si hanno evidenze di effetti collaterali sull'uso della mascherina.

COME INDOSSARE LA MASCHERINA :



Prodotto da: FASHION CLOUD SRL - Via Gorizia - 64011 Alba Adriatica - (TE)

Distribuito da: VENERE RAPPRESENTANZE - Via Vestina 516 - 65015 Montesilvano - (PE)