



Venere Rappresentanze Sas  
Via Vestina, 516 – 65015 Montesilvano (PE) TEL. 085  
9142097 [www.venererappresentanze.it](http://www.venererappresentanze.it)  
[venere.amministrazione@gmail.com](mailto:venere.amministrazione@gmail.com)

## **MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT**

La Mascherina è lavabile ed è composta da TRE strati di tessuto con diverse caratteristiche, pensati per garantire durabilità nel tempo, comodità d'uso e costanza nelle prestazioni. L'uso di tessuti elastici, unito ad un'ampia superficie, conferiscono alla mascherina un'ottima vestibilità e la capacità di conformarsi al viso.

Le bande elastiche sono studiate per lasciare libere le orecchie, in modo da non interferire con occhiali o dispositivi acustici e garantire un elevato grado di comfort durante l'uso prolungato.

La Mascherina lavabile TRIPLO STRATO rientra nella categoria dei "dispositivi di protezione" definiti dall'articolo 15 del D.L. 18 del 17.03.2020 e dalla successiva Nota Interpretativa del Ministero della Salute (prot. 3572 del 18.03.2020), ed è CERTIFICATA COME:

**"MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT DI TIPO I a) UNI EN 14683:2019 5,2,7 TABELLA 1"**

**E' POSSIBILE LAVARE LE MASCHERINE IN:**

**ACQUA E AMUCHINA (A MANO)\***

**ACQUA E ALCOOL DENATURATO DILUITO AL 60% (A MANO)\***

**ACQUA E IPOCLORITO DI SODIO (CANDEGGINA) DILUITA ALL'1% (A MANO)\***

**IN LAVATRICE 40° SENZA CENTRIFUGA CON DISINFETTANTI APPOSITI\***

**SE UTILIZZATE PER LAVORO CONSIGLIAMO DI UTILIZZARNE 1 OGNI 4 ORE E DI PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE\*\***

**SE UTILIZZATE SPORADICAMENTE PER USCIRE E FARE LA SPESA SI CONSIGLIA DI PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE\*\*  
OGNI VOLTA.**

**SE SI INDOSSANO I GUANTI EVITARE DI TOCCARE OGGETTI E POI SISTEMARE LA MASCHERINA IN VISO.**

\* numero di lavaggi testati prima della perdita di efficienza: 10